

NÁVOD K POUŽITÍ

Popis

Dezinfekční sprej Protex® Pro je roztok k čištění a dezinfekci tvrdých povrchů neinvazivních a nekritických zdravotnických prostředků bez lumin. Je účinný proti bakteriím, kvasinkám a houbám.

Aplikace

Aplikace zahrnují mimo jiné ultrazvukové snímače povrchu kůže a stanice, IV stojany a jiné tvrdé, neporézní a nekritické povrchy bez lumin. Další použití zahrnují monitory, klávesnice, pulty a držáky sond.

Kontraindikace

Tento produkt není určen k použití k dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.

Varování

- Obsahuje polymerní biguanid hydrochlorid.
- Může vyvolat alergickou reakci.
- Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní opatření

- Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.
- **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- Nepoužívejte v živých elektrických součástech.
- Ubrousky se nesmí používat opakovaně. Opakované použití ubrousků může mít vliv na jejich bezpečnost, funkčnost a účinnost.
- Podle potřeby nahlédněte do bezpečnostního list produktu.
- Dezinfekční prostředky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o produktu. Vždy dodržujte pokyny výrobce zdravotnického prostředku.

Všechny závažné příhody, ke kterým došlo v souvislosti s prostředkem, mají být oznámeny výrobcí a kompetentnímu orgánu členského státu EU, ve kterém uživatel a/nebo pacient sídlí.

Pokyny k použití

- Při manipulaci s dezinfekčními prostředky a zdravotnickými prostředky noste rukavice.
- Odstraňte všechny pevný odpad z povrchu.
- Naneste produkt na povrch a rozetřete jej pomocí netřepícího se ubrousku a zajistěte, aby byly všechny oblasti vlhké po dobu 5 minut. Nechejte povrch oschnout.
- Zlikvidujte ubrousek do klinického odpadu – nenamáčejte, nesplachujte a nepoužívejte opakovaně.
- Pouze pro profesionální použití.

Obsah

Účinné látky:

Didecyldimethylamoniumchlorid.....	0,23 %
Alkyldimethylbenzylamoniumchlorid.....	0,13 %
Polyhexamethylen biguanid.....	0,208 %

Biocidní účinnost

Dezinfekční sprej Protex® Pro je účinný proti následujícím mikroorganismům a také ničí DNA a RNA.

Candida albicans, *Trichophyton interdigitale*, *Acinetobacter baumannii*, *Campylobacter jejuni*, *Enterococcus faecalis*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, methicillin-rezistentní *Staphylococcus aureus* (MRSA), methicillin-rezistentní *Staphylococcus pseudintermedius* (MRSP), *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Rhodococcus equi*, *Salmonella typhimurium*, *Staphylococcus aureus*, *Stenotrophomonas maltophilia*, *Streptococcus equi*, vankomycin-rezistentní *Enterococci* (VRE) *Enterococcus faecium*

Manipulace

- Při manipulaci s dezinfekčními prostředky a zdravotnickými prostředky používejte rukavice.

Uchovávání

- Uchovávejte v původním obalu v místech, která nejsou přístupná dětem. Uchovávejte bezpečně uzavřeně.
- Produkt uchovávejte ve specifikovaném rozsahu teploty. Láhev na sprej nepoužívejte opakovaně ani ji opakovaně neplňte.
- Po otevření spotřebujte do šesti týdnů. Pokud se produkt nespotřebuje, zlikvidujte jej.

Likvidace

- Zlikvidujte v souladu s místními zásadami a národními předpisy.