

# Vlhčené dezinfekční utěrky

## UTĚRKY ASEPTONET

### K neinvazivní dezinfekci zdravotnických prostředků

---



#### **Balení**

Rozměry: 130 x 200 mm

Nádobka obsahuje 100 utěrek

V krabici je 12 nádobek

#### **Složení**

Benzalkonium Chlorid, Trideceth-7, Alkohol, Isopropyl alkohol

#### **Mikrobiologické vlastnosti**

- Baktericidní podle EN1040, EN1276, EN13697, EN14561 (MRSA) 5 min.
- Tuberkulocidní na Mycobacterium terrae EN14348, EN14563 15 min\*.
- Fungicidní dle EN1275, EN13697 (Aspergillus Niger), EN14562\* 5 min.
- Levurocidní na Candida albicans EN1275, EN1650, EN13697, EN13624\*, EN14562\* 5 min.
- Virucidní\* EN14476 na virus Hrpes Simplex (HSV) 5 min, Coronavirus Influenza A (H1N1), HBC, HCV, Adenovirus, VRS, Polyomavirus, Norovirus 1 min, Rotavirus 15 min

#### **Návod k použití**

Utěrky vytahujte z prostředka nádobky. Použijte utěrku na povrch určený k desinfekci a nechte 5 minut působit. Povrch neoplachujte. Víko nádobky opatrně uzavřete.

#### **Upozornění**

Utěrky jsou určené k jednorázovému použití.

Před používáním si prostudujte bezpečnostní list.

Dermatologicky testováno na kožní snášenlivost



---

Výrobce: Laboratoire SARBEC

Adresa: Z.I. du Vertuquet – BP 64, 59531 NEUVILLE EN FERRAIN cedex, FRANCE

Telefon: 33 (0)3 20 69 26 26 POHOTOVOSTNÍ LINKA: ORFILA (France): (33) (0) 45 42 59 59

e-mail: msds@sarbec.com